

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Selenbp1 - Q13228

Numéro d'article: CM0013506

Introduction

[KO Validé] Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SELENBP1 (méthanethiol oxydase) pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le cancer et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[KO Validé] SELENBP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; P1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8991
GeneID	8991
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 243-472 de la protéine SELENBP1 humaine (NP_003935.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13228
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace