


[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sephs1 - P49903

Numéro d'article: CM0016713



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SEPHS1 validé par KO pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'SEPHS1 humain, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur le complexe zincore et la stabilité des facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SEPHS1 pAb de lapin
Remarques / Alias	SPS; SELD; SPS1; S1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	22929
GenelD	22929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-392 de l'SEPHS1 humain (NP_036379.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49903
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac isotherme