

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Serpinb5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P36952

Numéro d'article: CM0015315



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SERPINB5 humaine (maspine), validé par WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Soutient les études sur les supprimeurs de tumeurs et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-SERPINB5
Remarques/Alias	PI5 ; maspine ; B5
Espèce	Humain
ID du gène	5268
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-189 de la SERPINB5 humaine (NP_002630.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P36952
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace