


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Setd7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wts6

Numéro d'article: CM0027458



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre SETD7, une histone H3K4 méthyltransférase. Il joue un rôle clé dans l'activation transcriptionnelle épigénétique et la méthylation de substrats non histoniques. Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] SETD7 Lapin pAb
Remarques / Alias	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; D7
Espèce	Humain
GeneID	80854
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-366 de SETD7 humain (NP_085151.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WTS6
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace