

[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Shmt2 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P34897

Numéro d'article: CM0008460



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SHMT2 validé par KO pour WB, IF, IHC, ELISA. Réagit avec SHMT2 humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme à un carbone mitochondrial et la voie des folates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SHMT2 mAb de lapin
Remarques/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6472
ID de gène	6472
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 405-504 de SHMT2 humain (NP_005403.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34897
Poids moléculaire	53 kDa/55 kDa/56 kDa
Expédition	Sac de glace