

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sirt1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Numéro d'article: CM0005989

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO contre la SIRT1 humaine (SIR2/SIR2L1). Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P, la FC et l'ELISA. Détecte la SIRT1 humaine, murine et de rat, avec une bande à ~82 kDa. Idéal pour la recherche en épigénétique et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-SIRT1
Remarques/Alias	SIR2 ; SIR2L1 ; SIR2alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23411
GeneID	23411
Immunogène	Protéine recombinante de la SIRT1 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96EB6
Poids moléculaire de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace