

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sirt1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Numéro d'article: CM0021878



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SIRT1 (désacétylase NAD-dépendante sirtuine-1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude du métabolisme, de l'apoptose, de la régulation de la chromatine et du vieillissement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] SIRT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23411
GeneID	23411
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96EB6
Poids moléculaire	82kDa
Expédition	Sac de glace