

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sirt3 Pour Wb, Elisa - Q9Ntg7

Numéro d'article: CM0002874



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SIRT3 validé pour les applications Western blot et ELISA. Cible la désacétylase mitochondriale humaine SIRT3, impliquée dans le métabolisme et la réponse au stress. Uniprot Q9NTG7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Ac mAb de lapin anti-SIRT3
Remarques/Alias	SIR2L3; T3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23410
GeneID	23410
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-399 de la SIRT3 humaine (NP_036371.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NTG7
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace