

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A22 Validé Par Ko Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H936

Numéro d'article: CM0019832

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant le transporteur mitochondrial du glutamate SLC25A22. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Convient aux recherches en neurosciences, sur le diabète et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SLC25A22 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GC1 ; DEE3 ; GC-1 ; EIEE3 ; NET44 ; 22
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	79751
GeneID	79751
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 128 à 188 de SLC25A22 humain (NP_078974.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H936
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Sac de glace