

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A23 Pour Wb, Elisa - Q9Bv35

Numéro d'article: CM0019467

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC25A23, validé pour WB et ELISA. SLC25A23 est un antiporteur mitochondrial de nucléotides adényliques, adapté pour la recherche sur le métabolisme énergétique et la signalisation calcique. Réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] SLC25A23 Lapin pAb
Remarques/Alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; 23
Espèce	Humain
ID de gène	79085
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de SLC25A23 humain (NP_077008.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
R>Croissance	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BV35
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace