

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc25A4/Ant1 - P12235

Numéro d'article: CM0020749

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant SLC25A4/ANT1, la translocase mitochondriale ADP/ATP. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Poids moléculaire d'environ 33 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC25A4/ANT1
Remarques/Alias	T1 ; ANT ; AAC1 ; ANT1 ; PEO2 ; PEO3 ; ANT 1 ; PEOA2 ; MTDP512 ; MTDP512A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	291
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 101 et 200 de SLC25A4/ANT1 humain (NP_001142.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P12235
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace