


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smad1 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797

Numéro d'article: CM0023723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Smad1 validé par KO pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît le Smad1 humain, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la signalisation BMP, le développement embryonnaire et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] Smad1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-240 du Smad1 humain (NP_001003688.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHCHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15797
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace