

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Smad3 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P84022

Numéro d'article: CM0002366

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO contre Smad3 (P84022). Détecte le Smad3 humain, souris et rat. Convient pour WB, IHC-P, IP, ChIP et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation TGF-bêta et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Smad3 mAc de lapin
Remarques/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4088
ID de gène	4088
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 du Smad3 humain (NP_005893.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84022
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace