

Anticorps Monoclonal Anti-Src Validé Par Ko Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P12931

Numéro d'article: CM0003352



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant le Src humain (c-Src). Convient pour le Western blot, l'IP, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec le Src humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Src, le cancer et les ostéoclastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-Src
Remarques/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; rc
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6714
GeneID	6714
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du Src humain (P12931).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12931
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace