


[Ko Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Stat5B Pour Wb, Ip, Elisa - P51692

Numéro d'article: CM0003132



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-STAT5B validé par KO ; validé pour WB, IP, ELISA ; détecte STAT5B humain, de souris et de rat ; transducteur de signal et activateur de la transcription 5B impliqué dans la signalisation cytokinique. - P51692.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] STAT5B Rabbit mAb
Remarques / Alias	STAT5 ; GHISID2 ; 5B
Espèce	Humain
ID du gène	6777
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-787 de STAT5B humain (P51692).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51692
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace