

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Strap Pour Wb Et Elisa - Q9Y3F4

Numéro d'article: CM0021495

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-STRAP validé par KO détecte STRAP dans des échantillons humains, de souris et de rat par WB et ELISA. Il est idéal pour la recherche sur l'assemblage des snRNP spliceosomaux, la signalisation TGF-beta et la régulation de PDPK1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] STRAP Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11171
GeneID	11171
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 350 de la STRAP humaine (NP_009109.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3F4
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace