

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sugp2 Pour Wb, Elisa - Q8Ix01

Numéro d'article: CM0022088



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SUGP2 humain (SFRS14) validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le SUGP2 humain et de souris, avec un poids moléculaire prévu de 120 kDa. Convient pour la recherche sur l'épissage de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SUGP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFRS14; SRF514; P2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10147
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-700 du SUGP2 humain (NP_055699.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IX01
Poids de la protéine	120kDa
Expédition	Sac de glace