

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal Anti-Tfap4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01664

Numéro d'article: CM0020775

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TFAP4 (AP-4, bHLHc41). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle via la liaison au motif CAGCTG. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] TFAP4 pAb de lapin
Remarques/Alias	AP-4 ; bHLHc41 ; P4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7023
GeneID	7023
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 338 de TFAP4 humain (NP_003214.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q01664
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace