


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Tlk2 Pour Wb & Elisa - Q86Ue8

Numéro d'article: CM0028276



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TLK2 humain, validé pour le WB et l'ELISA. Reconnaît le TLK2 humain et de souris, une sérine/thréonine kinase impliquée dans l'assemblage de la chromatine et la réponse aux dommages à l'ADN. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] TLK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA, K2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11011
ID de gène	11011
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du TLK2 humain (NP_006843.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q86UE8
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace