

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Tmed10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49755

Numéro d'article: CM0020727

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TMED10 (TMP21/p23), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du trafic vésiculaire RÉ-Golgi et des fonctions de récepteur de fret.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] TMED10 Lapin pAb
Remarques/Alias	p23 ; TMP21 ; p24d1 ; S31I125 ; Tmp-21-I ; S31III125 ; P24(DELTA) ; 10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-190 de TMED10 humain (NP_006818.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49755
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace