


[Ko Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trim21/Ss-A Pour Wb Et Elisa - P19474

Numéro d'article: CM0005836



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TRIM21/SS-A (Ro52, SSA1), validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis du rat. Adapté pour l'étude de la fonction de l'E3 ubiquitine ligase, de l'autophagie et des réponses autoimmunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] TRIM21/SS-A Rabbit mAb
Remarques / Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	6737
Identifiant de gène	6737
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 86 et 334 de la protéine humaine TRIM21 (NP_003361.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Rat
SWISS	P19474
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace