

[Ko Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trim25 Pour Wb, Elisa - Q14258

Numéro d'article: CM0012371



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre TRIM25 humain (EFP, RNF147), validé par KO pour le Western blot et l'ELISA. Cible une ligase E3 de l'ubiquitine/ISG15 impliquée dans l'immunité innée et la défense antivirale. - Q14258

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] mAb de lapin anti-TRIM25
Remarques/alias	EFP ; Z147 ; RNF147 ; ZNF147 ; 25
Espèce	Humaine
GeneID	7706
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 de TRIM25 humain (Q14258)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q14258
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Poche de glace