


[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ttc11/Fis1 Pour Wb - Q9Y3D6

Numéro d'article: CM0002648



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO dirigé contre TTC11/FIS1, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur la fission mitochondriale et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] TTC11/FIS1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TTC11; CGI-135; S1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	51024
GenelD	51024
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-122 de TTC11/FIS1 humain (NP_057152.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3D6
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace