


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ttc11/Fis1 Pour Wb Et Elisa - Q9Y3D6

Numéro d'article: CM0019721



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TTC11/FIS1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur la fission mitochondriale, l'apoptose et la fission des peroxysomes. Identifiant du gène : 51024.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Anticorps pAb de Lapin TTC11/FIS1
Remarques/Alias	TTC11 ; CGI-135 ; S1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51024
GeneID	51024
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3D6
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace