

Anticorps Polyclonal Anti-Txndc9 Validé Par Ko Pour Wb Et Elisa - O14530

Numéro d'article: CM0019206

Introduction

Anticorps polyclonal anti-TXNDC9 validé par KO pour Western blot et ELISA. Détecte TXNDC9 humain, de souris et de rat, un régulateur négatif de l'activité ATPase de la chaperonine TCP1. Pour les études sur le repliement des protéines et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] TXNDC9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	APACD ; PHLP3 ; C9
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10190
GeneID	10190
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de TXNDC9 humain (NP_005774.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O14530
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	□ de glace