


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vat1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99536

Numéro d'article: CM0020639



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre VAT1, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction quinone oxydoréductase, le transport des lipides et la dynamique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] pAb de Lapin Anti-VAT1
Remarques/Alias	VAT1 ; T1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10493
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de VAT1 humain (NP_006364.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99536
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace