

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Biii-Tubuline Pour Wb, If-P, Elisa - Q13509

Numéro d'article: CM0024272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la β III-Tubuline (TUBB3), validé pour WB, IF-P, ELISA. Reconnaît l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du guidage axonal, de la dynamique des microtubules et de l'expression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] β III-Tubuline pAb de lapin
Remarques / Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; in
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10381
GeneID	10381
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-260 de la β III-Tubuline/ β 3-Tubuline humaine. (NP_006077.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13509
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace