


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Von Hippel Lindau/Vhl Validé Ko Pour Wb, Elisa - P40337

Numéro d'article: CM0006749



Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé KO contre le VHL humain, adapté pour WB et ELISA. Détecte le VHL humain, souris, rat. Idéal pour l'étude des voies d'ubiquitination et de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Von Hippel Lindau/VHL mAb Lapin
Remarques/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; Von Hippel Lindau/VHL
Espèce	Humain
GeneID	7428
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 du Von Hippel Lindau/VHL humain (NP_000542.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40337
Poids moléculaire	24kDa
Expédition	Sac de glace