


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vrk1 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99986

Numéro d'article: CM0025294



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre la VRK1 humaine, adapté pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la VRK1 humaine, murine et de rat, une sérine/thréonine kinase impliquée dans le cycle cellulaire et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-VRK1
Remarques/Alias	PCH1, PCH1A, K1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7443
GeneID	7443
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 257-396 de la VRK1 humaine (NP_003375.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99986
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace