

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wstf Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uig0

Numéro d'article: CM0029055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre la protéine humaine WSTF (BAZ1B, WBSCR9). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. La cible est une tyrosine-protéine kinase impliquée dans le remodelage de la chromatine, la réparation de l'ADN et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-WSTF
Remarques/Alias	WSTF ; WBSCR9 ; WBSCR10 ; TF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9031
GeneID	9031
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la protéine humaine WSTF (NP_115784.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIG0
Poids Moléculaire Protéique	171 kDa
Expédition	Sac de glace