


[Validé Ko] Anxa1 Pab Lapin - P04083

Numéro d'article: CM0018550



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Annexine A1 (ANXA1), validé par KO et adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible impliquée dans l'inflammation et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ANXA1 pAb lapin
Remarques / Alias	ANX1; LPC1; A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	301
GeneID	301
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-346 de l'ANXA1 humain (NP_000691.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04083
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace