


[Validé Ko] Anticorps Monoclonal Lapin Contre Cdk5 - Q00535

Numéro d'article: CM0008793



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la CDK5 humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Reconnaît la CDK5 humaine, de souris et de rat. Convient à l'étude du développement neuronal, de la différenciation et de l'apoptose - Q00535.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] mAb lapin contre CDK5
Remarques / Alias	LIS7 ; PSSALRE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1020
GeneID	1020
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 92-289 de la CDK5 humaine. (NP_004926.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00535
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet de glace