


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk7 Validé Par Ko Pour Wb, If/Icc, Elisa - P50613

Numéro d'article: CM0017844



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDK7 validé par KO, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le CDK7 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] CDK7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAK; CAK1; HCAK; MO15; STK1; CDKN7; p39MO15; K7
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1022
ID du gène	1022
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 211-346 du CDK7 humain (NP_001790.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50613
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace