

## [Validé Ko] Mab De Lapin Anti-Claudine 1 Pour Wb, Elisa - 095832

Numéro d'article: CM0005388

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Claudine 1 validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Indispensable pour la recherche sur la fonction de barrière des jonctions serrées et l'entrée du VHC.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                   |
|----------------------|------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé KO] mAb de lapin anti-Claudine 1 |
| Remarques / Alias    | CLD1 ; SEMP1 ; ILVASC ; 1                |
| Espèce               | Humain                                   |
| ID du gène (Humain)  | 9076                                     |
| Immunogène           | Peptide synthétique                      |
| Origine              | Lapin                                    |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                    |
| Applications         | WB, ELISA                                |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                      |
| SWISS                | 095832                                   |
| Poids de la protéine | 23 kDa                                   |
| Expédition           | Sac de glace                             |