

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Gasdermine E Clivée (Extrémité N-Terminale) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60443

Numéro d'article: CM0011253



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé reconnaissant le fragment N-terminal clivé de la Gasdermine E humaine (GSDME/DFNA5). Adapté pour Western blot, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur la pyroptose et l'immunité tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin contre la Gasdermine E clivée (extrémité N-terminale)
Remarques / Alias	DFNA5, ICERE-1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1687
ID du gène	1687
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus autour de Asp270 de la Gasdermine E humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60443
Poids de la protéine	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Expédition	Sac de glace