


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erk2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P28482

Numéro d'article: CM0015847



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre l'ERK2 humain (MAPK1), adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte l'ERK2 humaine, souris et rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation MAPK/ERK dans la croissance cellulaire, la différenciation et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ERK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5594
ID de gène	5594
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de l'ERK2 humaine (NP_002736.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28482
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace