

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Gbp2 Pour Wb Et Elisa - P32456

Numéro d'article: CM0023524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la GBP2 humaine, validé par KO, pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche en immunité innée, ciblant une GTPase inductible par interféron de 67 kDa (P32456).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] GBP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GBP2; P2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2634
GeneID	2634
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32456
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace