

[Validé Par Ko] Pab De Lapin Anti-Hk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19367

Numéro d'article: CM0018250



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'hexokinase-1 humaine (HK1), validé par knockout pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la glycolyse, la fonction mitochondriale et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] pAb de lapin anti-HK1
Remarques/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; K1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3098
GeneID	3098
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-219 de l'HK1 humaine (NP_000179.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19367
Poids moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace