


[Ko Validé] Hnrnpf Pab De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Numéro d'article: CM0026907



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant HNRNPF, adapté pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec HNRNPF humain et murin, un régulateur clé de l'épissage alternatif et du traitement du pré-ARNm. Idéal pour les études sur l'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] HNRNPF pAb de lapin
Remarques / Alias	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; PF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3185
GeneID	3185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de HNRNPF humain (NP_001091678.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52597
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sachet de glace