

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ifitm3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01628

Numéro d'article: CM0013881

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IFITM3 humain (SWISS : Q01628) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'immunité innée antivirale et la signalisation de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Anticorps polyclonal de lapin anti-IFITM3
Remarques/Alias	1-8U ; IP15 ; DSPA2b ; M3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10410
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-133 de l'IFITM3 humain (NP_066362.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01628
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace