

## [Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Intégrine Alpha 2 (Itga2/Cd49B) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17301

Numéro d'article: CM0031011



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre l'Intégrine alpha 2 (ITGA2/CD49b) humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, les récepteurs du collagène et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | [Validé KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-Intégrine alpha 2 (ITGA2/CD49b)                                                                                               |
| Remarques/Alias    | BR ; GPIa ; CD49B ; HPA-5 ; VLA-2 ; VLAA2 ; b)                                                                                                                               |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 3673                                                                                                                                                                         |
| GeneID             | 3673                                                                                                                                                                         |
| Immunogène         | Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 30-162 de l'Intégrine alpha 2 humaine (ITGA2/CD49b) (NP_002194.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                                        |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                                          |
| SWISS              | P17301                                                                                                                                                                       |
| Poids protéique    | 129 kDa                                                                                                                                                                      |
| Expédition         | Glacière                                                                                                                                                                     |