

[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Intégrine Alpha 2 (Itga2/Cd49B) - P17301

Numéro d'article: CM0003173



Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé par KO dirigé contre l'Intégrine alpha-2 humaine (ITGA2/CD49b), adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Réactif clé pour la recherche sur les récepteurs du collagène et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal lapin anti-Intégrine alpha 2 (ITGA2/CD49b)
Remarques/Alias	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3673
GeneID	3673
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1082-1181 de l'Intégrine alpha 2 humaine (ITGA2/CD49b) (P17301)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17301
Poids de la protéine	129kDa
Expédition	Sac de glace