

[Ko Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Irf3 - Q14653

Numéro d'article: CM0008103



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IRF3 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour l'étude de la signalisation immunitaire innée et des réponses à l'interféron de type I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO validé] Anticorps monoclonal de lapin anti-IRF3
Remarques/Alias	IIAE7
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3661
ID du gène	3661
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de l'IRF3 humain (NP_001184051.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q14653
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace