

[Validé Par Ko] Ac Mab De Lapin Anti-Jak2 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60674

Numéro d'article: CM0008477



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-JAK2 humain, validé par KO (131 kDa). Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Essentiel pour la recherche sur la signalisation des cytokines et des voies JAK/STAT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-JAK2 [Validé par KO]
Remarques/Alias	JTK10
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	3717
Identifiant du gène	3717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 933-1132 de JAK2 humain (NP_004963.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O60674
Poids moléculaire	131 kDa
Expédition	Sac de glace