

[Validé Par Ko] Lamp2 Polymab® De Lapin - - P13473

Numéro d'article: CM0005639



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le LAMP2 humain, validé par KO. Reconnaît le LAMP2 humain, souris, rat. Convient pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Idéal pour les études sur l'autophagie et la fonction lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] LAMP2 PolymAb® de lapin
Remarques/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3920
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13473
Poids de la protéine	44 kDa/45 kDa
Expédition	Sac de glace