


[KO Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncoa2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15596

Numéro d'article: CM0015093



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NCOA2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec le rat. Convient aux recherches sur la coactivation des récepteurs nucléaires, le métabolisme du glucose et le rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Anticorps polyclonal de lapin anti-NCOA2
Remarques/Alias	SRC2, TIF2, GRIP1, KAT13C, NCoA-2, bHLHe75, A2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10499
ID du gène	10499
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-820 du NCOA2 humain (NP_006531.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q15596
Poids moléculaire	159 kDa
Expédition	Sac de glace