


[Validé Par Ko] NdrG1 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92597

Numéro d'article: CM0018779



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NDRG1 validé par KO pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Impliqué dans la réponse au stress, la suppression tumorale et la maintenance de la gaine de myéline. Idéal pour la recherche sur le cancer et la neuropathie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] NDRG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, G1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10397
GeneID	10397
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175-394 de NDRG1 humain (NP_001128714.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92597
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace