


[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nrf2 Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - Q16236

Numéro d'article: CM0009641



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NRF2 de haute qualité [Validé KO] pour WB, IP, ELISA, ChIP. Spécifique au NRF2 humain (68 kDa), un facteur de transcription clé du stress oxydatif. Idéal pour la recherche sur la cytoprotection, la réponse immunitaire et les virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-NRF2
Remarques/Alias	NRF2 ; HEBP1 ; Nrf-2 ; IMDDHH ; F2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4780
Identifiant de gène	4780
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16236
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace