


[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nrf2 - Q16236

Numéro d'article: CM0006626



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO contre la NRF2 humaine (Q16236), adapté pour le Western blot, le ChIP et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] mAb de lapin anti-NRF2
Remarques/Alias	NRF2 ; HEBP1 ; Nrf-2 ; IMDDHH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4780
GeneID	4780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 243-400 de la NRF2 humaine (NP_006155.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16236
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace