


[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti- Nsd3/Whsc1L1 Pour Wb, Elisa - Q9Bz95

Numéro d'article: CM0025714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre NSD3/WHSC1L1, une histone méthyltransférase, pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de transcription épigénétique. SWISS : Q9BZ95.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-NSD3/WHSC1L1
Remarques/Alias	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54904
GeneID	54904
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-600 de la NSD3/WHSC1L1 humaine (NP_060248.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZ95
Poids de la protéine	162 kDa
Expédition	Sac de glace